



EN EXCLUSIVA PARA
Conforama

SILVER PRO MULTI

DESCANSO HIGIÉNICO Y SALUDABLE

MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC®
+ FIBRAS HIPOALERGÉNICAS



TAPICERÍA STRETCH CON
TRATAMIENTO SILVER PRO

FIBRAS HIPOALERGÉNICAS

SISTEMA COMMODO®

POLIÉTER RECICLABLE

TOTAL PROTECT

CONFORT SYSTEM+®

FILTRO

ENCAPSULADO

MUELLE CONTINUO
MULTIELÁSTIC®

↑
ALTURA
↓
+/-28 CM.

DOS CARAS DE DESCANSO
MISMAS CAPAS EN AMBOS
LADOS DEL COLCHÓN

TECNOLOGÍA

- MUELLE CONTINUO MULTIELÁSTIC®. Tecnología exclusiva Flex®. Aporta gran estabilidad, resistencia y durabilidad al colchón junto con un alto grado de firmeza.
- ENCAPSULADO. Refuerzo exterior de todo el núcleo garantizando un mayor confort, resistencia y durabilidad del colchón.
- CONFORT SYSTEM+®. Sistema encargado de ofrecer una superficie más homogénea y estable aportando un correcto reparto de pesos. Además, maximiza las propiedades de los rellenos del colchón.

RELLENOS

- FIBRAS HIPOALERGÉNICAS. Aportan una acogida progresiva y ayudan a mantener una temperatura constante. Especialmente diseñadas para reducir el riesgo de producir reacciones alérgicas.
- SISTEMA COMMODO®. Material perfilado de alta densidad que mejora la adaptación del cuerpo y favorece la transpiración de los rellenos.
- TOTAL PROTECT. Tecnología que actúa contra hongos, ácaros y bacterias, proporcionando una higiene óptima para el descanso.

TAPICERÍA

- TAPICERÍA STRETCH ALTA CALIDAD. Tejido elástico que favorece la máxima adaptación al bloque interior y la transpiración del colchón. Hipóalergénico.
- TRATAMIENTO SILVER PRO. Combina la alta tecnología con un innovador acabado antibacteriano basado en iones de plata. Gracias al uso de esta tecnología, conseguimos un descanso higiénico y saludable debido a su gran capacidad para repeler bacterias, favorecer la circulación sanguínea y regular la temperatura corporal. Tu colchón se mantendrá fresco y seco durante tu descanso, a la vez que una agradable sensación de bienestar te acompañará noche tras noche.

*4 asas horizontales que facilitan la movilidad y el mantenimiento del colchón.

RECOMENDADO PARA

IMC



MOVIMIENTO



SENSACIÓN TÉRMICA



FIRMEZA ÓPTIMA

